

**Klonverzeichnis
monoklonale Testseren**

Produkt	Klone	Min.Titer	geeignet für
AB0-Bestimmung			
Anti-A	BIRMA-1	1:1024	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-A	11H5	1:128	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Anti-B	LB-2	1:1024	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-B	6F9	1:128	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Anti-AB	ES-15, ES-4	1:1024	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-AB	5E10+2D7	1:128	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Anti-H(A2)	10934C11	1:16	Röhrchen-Test
D-Bestimmung			
Anti-D IgM	RUM-1	1:64	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-D IgM	BS-225	1:128	Platten-, Röhrchen-Test
Anti-D IgG/IgM	MS-26/TH-28	1:64	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Rhesus-Formel			
Anti-C	MS-24+P3X25513G8	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-C	MS-273	1:32	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-c	MS-33	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-c	MS-35	1:32	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-E	906+MS-258	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-E	MS-12+MS-260	1:32	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-e	MS-21+MS-16+MS-63	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Karten-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-e	MS-62+MS-69	1:32	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-C(w)	MS-110	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Weitere Seren			
Anti-Kell IgM	MS-56	1:32	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-Kell IgM	AEK-4	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-M	LM 110/140	1:16	Röhrchen-Test
Anti-M	11H2	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-N	20H12+MN-879	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Anti-N	1422-C7	1:8	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-S	MS-94	1:16	Obj.Träger-, Röhrchen-Test
Anti-s	P3BER	1:4	Röhrchen-Test
Anti-P1	650	1:8	Obj.Träger-, Röhrchen-, Mikrotiterpl.-Test
Anti-Jk(a)	MS-15	1:4	Röhrchen-Test
Anti-Jk(b)	MS-8	1:4	Röhrchen-Test
Anti-Le(a)	GA 2	1:2	Röhrchen-Test
Anti-Le(a)	LEA 2	1:2	Röhrchen-Test
Anti-Le(b)	P3F234MD4	1:2	Röhrchen-Test
Anti-Le(b)	LEB 2	1:2	Röhrchen-Test
Anti-C3d	BRIC-8	1:32	Coombs-Test